

BLO-K

Agujas para bloqueo pre-biopsia de próstata



- Se utiliza a través de la guía de biopsia del transductor ecográfico antes de introducir la aguja de biopsia.
- Permite utilizar todo tipo de jeringas.
- Debido al diseño del bisel no es necesario utilizar mandril para ser introducido.
- Cuenta con marcas de profundidad cada centímetro.
- Posee terminal de plástico traslúcido para una mejor visualización.

Código	Calibre	Largo
812020	20 G	20 cm
812025	20 G	25 cm

Producto desechable, para usar una sola vez.
Para su uso correcto ver información contenida con el producto.