

Mamawire Fix

Clip localizador de lesiones intervenidas en mamas



- Clip de tamaño reducido de muy fácil y rápida aplicación.
- Permite visualizarlo por ultrasonografía, rayos X y resonancia magnética nuclear.
- La aguja posee marcas de profundidad a cada centímetro y seguro de disparo.



Opción punta roma

Luego de realizar la biopsia, con método de vacío o core, podrá a través del canal dejado por la aguja de la biopsia, introducir el Mamawire Fix. Al llegar a la profundidad deseada presionar el actuador, dejando el clip fijado. Permite señalar el lugar en donde se realizó la biopsia histológica, para posteriores controles.

Código	Color	Forma	Calibre	Largo
911810	■		18 G	10 cm
911810V	■		18 G	10 cm



Opción punta hipodérmica

Sin necesidad de realizar una biopsia, permite introducir el Mamawire Fix. Al llegar a la profundidad deseada, presionar el actuador depositando el clip. Punta con capacidad de acceso al paciente. Señala lesiones mamarias sin realización de biopsia, para futuros controles.

Código	Color	Forma	Calibre	Largo
911810D	■		18 G	10 cm
911810DV	■		18 G	10 cm

Producto desechable, para usar una sola vez.
Para su uso correcto ver información contenida con el producto.