

## MIELOX

### Sistema tipo Illinois para aspiración de médula ósea con mango especial



- Mango con diseño especial para un procedimiento confortable y un agarre firme.
- Cánula con punta triplemente afilada que permite una penetración atraumática y fácil en la cavidad de la médula ósea.
- Regulador ajustable de profundidad con mecanismo deslizable para ajustes rápidos y precisos.
- Conexión Luer Lock para jeringa.
- Esterilizada por OE, vida útil de 5 años.

| Color                                                                               | Calibre | Largo |       |       |       |       |       |        |        |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|
|  | 14 G    | 20 mm | 30 mm | 35 mm | 40 mm | 45 mm | 50 mm | 55 mm  | 60 mm  | 65 mm |
|                                                                                     |         | 70 mm | 75 mm | 80 mm | 85 mm | 90 mm | 95 mm | 100 mm | 150 mm |       |
|  | 15 G    | 20 mm | 30 mm | 35 mm | 40 mm | 45 mm | 50 mm | 55 mm  | 60 mm  | 65 mm |
|                                                                                     |         | 70 mm | 75 mm | 80 mm | 85 mm | 90 mm | 95 mm | 100 mm | 150 mm |       |
|  | 16 G    | 20 mm | 30 mm | 35 mm | 40 mm | 45 mm | 50 mm | 55 mm  | 60 mm  | 65 mm |
|                                                                                     |         | 70 mm | 75 mm | 80 mm | 85 mm | 90 mm | 95 mm | 100 mm | 150 mm |       |
|  | 18 G    | 20 mm | 30 mm | 35 mm | 40 mm | 45 mm | 50 mm | 55 mm  | 60 mm  | 65 mm |
|                                                                                     |         | 70 mm | 75 mm | 80 mm | 85 mm | 90 mm | 95 mm | 100 mm | 150 mm |       |

Tamaños distintos sobre demanda.

Producto desechable, para usar una sola vez.

Para su uso correcto ver información contenida con el producto.



Your partner in Biopsy and Special Needles