

## Disparador Dana Ganglio

Disparador automático de agujas tipo Tru-Cut con doble función.  
Penetración de 0 mm ó 22 mm



- **Disparo de 0 mm: permite la toma de muestras en ganglios axilares, mamas con prótesis y zonas de riesgo.**
- Disparo con avance de 22 mm.
- Utiliza agujas para biopsia Biocore II MG.
- Permite utilizar agujas de calibres 12, 14 16 y 18 G.
- Doble gatillo: delantero y trasero.
- Seguro táctil y visual.
- Con ventanilla que señala la apertura de la aguja para la recolección de la muestra.
- Su diseño permite el accionamiento con una sola mano.
- Estructura de aluminio con dimensiones de 3 x 4 x 12 cm.
- Peso de 220 g.

Código	Color	Descripción
360015G	■	Dana Ganglio, penetración 0 mm y 22 mm.